

**truMedic®**

A World Beyond Relief™

# **CODA™** Massage Chair



## **User's Manual**

English p.01/Français p.33

# Coda™ Massage Chair Operation Manual

Sit back and relax in one of truMedic's new line of luxurious massage chairs, the Coda™. truMedic's Coda™ provides a relaxation experience you will never forget and because of its many unique and easy-to-use features, you'll find your aches and pains just melt away. This is the chair to take you to that world beyond relief. We promise that the Coda™ will quickly become your body's best friend!

## Feature List

- Forward sliding functionality: The Coda™ is able to slide the backrest away from the wall when reclining. This allows you to store your massage chair in a more compact space without sacrificing the ability to enjoy a full body massage.
- Voice activated control.
- Zero-Gravity Function: With the automatic electric actuators, you only need to select one button to feel the weightless ease of zero gravity positioning. Zero gravity experiences offer health benefits such as soothing tension, and relieving pressure.
- Auto/Manual Footrest Extension The footrest can extend by 17cm automatically for various users of different height ranges.
- Airbag Pressure-Massage Functionality: These strategically located airbags grip, twist, and gently stretch your muscles. Sit back and relax as airbags in the seat provide additional relief to your waist and hips.
- Custom Height Adjustment Capabilities: The leg rests extend and retracts to accommodate users of all heights.
- Versatile Massage: The Massage rollers mimic the feeling of real human hands with the settings of kneading, knocking, sync, and tapping. All custom-tailored for your relaxation.

# Table of Contents

<i>Important Safety Instructions</i>	4
<i>Getting to Know the Parts of Your Chair</i>	8
<i>Adjusting Your Massage Chair</i>	10
<i>Operation</i>	12
<i>Remote Controller</i>	16
<i>Mobile Device Connectivity</i>	25
<i>Voice Control Operation</i>	26
<i>Cleaning and Maintenance</i>	27
<i>Troubleshooting</i>	28
<i>Technical Specifications</i>	30
<i>Warranty Information</i>	31

## A Quick Note from truMedic®

As you install and begin to use your new massage chair, keep the following recommendations in mind:

- Read the operation manual in full before you attempt to install or use your massage chair.
- Store your operation manual in a convenient place for quick reference.
- Carefully read all warnings and cautionary notes provided in your manual.

truMedic® reserves the right to change the design specifications of the Coda™ without notice. **Use the images provided here as a guide and not an exact replica of your chair.** Always refer to your massage chair as you read through the instructions.

# Important Safety Instructions



## People Who Should Not Use the Coda™

- Those with osteoporosis.
- Those who have a pacemaker implant or other electrical medical implant.
- Those who are pregnant or in poor health should discuss use with a physician.
- Children under the age of 12.
- Anyone under the influence of alcohol or recreational drugs.
- Anyone who may fall asleep while using the chair (this chair is not meant for sleeping).

## Accident and injury warnings

- Do not allow children, pets, or any objects in or around the chair while it is in an adjusted position or in operation.
- Immediately discontinue use and speak with a medical professional if you experience any strange symptoms while using your massage chair.
- Do not sleep in the chair.
- Do not sit or stand on the armrests.
- Avoid excessively targeting any one area of the body to reduce the risk of injury.
- Closely monitor any user who suffers from mobility difficulties.

## Fire and electrocution warnings

- Always insert the plug into an appropriate power outlet.
- Never leave a plug sticking partly out of an outlet.
- Always turn off and unplug the chair when it is not in use.



## Fire and electrocution avoidance

- Do not use a plug, cord, or outlet if you identify a poor or broken contact.
- Only use power sources that support the recommended voltage to reduce the risk of fire or electric shock.
- Do not use any damaged, twisted, knotted, or constricted power cords.

## Accident avoidance

- Do not fold massage chair cushions if you plan to store the chair.
- Do not run this massage chair for long, uninterrupted periods. Follow all run-time recommendations listed in this manual.



## Notes on User disassembly and Maintenance

- Contact a professional if your chair experiences water damage or begins to function improperly. Do not modify, disassemble, or perform unspecified maintenance.
- Do not attempt to repair or replace a damaged power cord or plug. Contact the service team at truMedic® or a professional dealer to receive a replacement.
- Do not remove or open any part of the chair for any reason.
- Contact a professional for repair if you notice any irregularities or damage in the cloth and leather coverings on your massage chair.



## Avoiding Falls

- Always operate your chair on a flat and even surface.

## Preventing Wall and Chair Damage

- Always place the chair at least 4 inches from all walls to allow for proper positioning.

## Avoiding Injuries Associated With Excessive Use

- The maximum recommended massage time is 20 minutes. Try to change massage settings and positions every 5 minutes for best results. Failing to change positions frequently could result in discomfort.

## Avoiding Accidents and Injuries

- Check the power switch before plugging the massage chair into the outlet. The power switch should sit in the OFF position any time you unplug or plug in the chair.
- Fully insert the plug into the outlet before turning the chair ON.
- Turn off all controls and switches before unplugging the chair.

## Avoiding Electrocution

- Look for cord and wire damage before using the massage chair.
- Follow all instructions for proper ground wire connectivity. The wire should not have any irregularities.

## Avoiding Accidents and Injuries

- Do not press into or step on the massage heads.
- Do not place your hands or feet in between gaps in the massage heads.
- Do not put your hands or feet in between spaces in mechanical components.
- Do not drop or purposefully insert objects into the massage chair slot.
- Do not sit, stand, or place heavy objects on chair components, including the armrests, leg rests, and backrests.

- Never stand on the chair.
- Do not attempt to move a chair while it's operating.
- Do not use massage areas for unintended body parts (e.g., do not put your head in the leg rest).
- Do not put unusual amounts of pressure on the backrest while the chair is reclined.
- Avoid using the chair with exposed skin or while wearing sheer fabrics. Using the chair with improper clothing could lead to skin irritation.
- Empty your pockets before sitting in the chair.



### Avoiding Chair Damage, Discoloration, and Deterioration

- Do not place the chair in humid or wet environments, around sharp things, or near heat sources, including stoves.
- Never use an electric heating pad, blanket, or other heated device while using the chair.
- Do not use the chair in high-temperature areas.
- Do not use the chair in an outdoor environment.



### Avoiding Leaks and The Potential for Electrocutation Injuries

- Do not use or store your chair in a wet, humid, or exposed environment such as a swimming pool area or bathroom.
- Both the chair and the accompanying remote control must remain dry at all times.
- Do not sit in the chair with wet or damp clothes.



### Avoiding electrocutation Injuries

- Follow all directions for installing the ground wire or contact a professional electrician for assistance.
- Never use a plug adapter. Contact a professional electrician if you do not have the appropriate outlet for installation.



### Avoiding Electrocutation Injuries or Fire

- Unplug the chair before cleaning.
- Unplug the chair if you notice any power damage or the potential for power-related damage (i.e., during thunderstorms).
- To unplug the chair, firmly grasp the plug (not the cord) to release the prongs from the outlet.

### Avoid accidents:

- Avoid power-related damage:
- Always turn the switch to the OFF position and unplug your chair during electrical outages.



## Operational Notes

### Footrest Notice

- When the footrest is lifting, do not apply pressure on the footrest to avoid the massage chair falling forward which will result in damage to the chair or can cause personal injuries.

### Massage Head Placement

- Before sitting on the massage chair, make sure that the massage head stays in the seat cushion to avoid discomfort to the buttocks while the body is pressing down.

### Power Cord Safety

- Do not pull out the control cable or power cord during standby or the power-on state to avoid chair damage or electrocution accidents. We advise you unplug the controller cable and power cord, and put it away after you use the chair.

### Zero Gravity/Reclining Safety

- When you start the zero gravity lying function, make sure to check whether there are children and pets under the bottom of the footrest and backrest, this may cause the chair to be damaged or may result in personal injuries.



## Grounding and Fuse Replacement

### Grounding Note

- This chair features a cord with a grounding conductor. Only use the appropriate outlet to power your massage chair.

### Fuse Replacement Note

- If a fuse burns out in your chair, turn the switch to the OFF position and unplug the chair. Locate the switch box and identify the dysfunctional fuse. Only replace a burned out fuse with a matching fuse. Contact a professional electrician for further assistance if needed.



### Ground Wire Placement Warning




Do not place the ground wire near a gas pipe, phone wire, lightning rod, or water pipe. These areas present high risks for fire, electric shock, and damage.

## Getting to Know the Parts of Your Chair

Take the time to review the graphics available in this section and familiarize yourself with the distinctive parts of your new massage chair. Throughout this operation manual, you will notice that we use these terms to help you through the installation process. We have outlined the exterior and interior parts you will need to know to install and maintain your chair.

As soon as you un-box your massage chair, use the components listing to verify that you have all necessary parts. Contact truMedic® at [service@truMedic.com](mailto:service@truMedic.com) if you are missing any pieces.

### External Structure



## Adjusting Your Massage Chair



Do not place your chair near any areas that may suffer from moisture or wetness.



Avoid placing your chair in direct sunlight or near heating appliances.




Always place your chair on an even and supported surface to avoid accidents and injuries.

### Placing Your Massage Chair

#### What to Do Before Using Your Chair.

- Check the clearance by fully extending your chair in all directions. Make sure there are no obstacles in your way such as pets, children or side tables.
- Monitor the power plug and source. Clean the plug and cord routinely to avoid dust buildup. Make sure the plug rests comfortably and protected between the power source and the chair. The cord should never sit under a heavy object or appear to have kinks, stretching or knots.
- Place the chair away from walls. The chair should sit out at least 4 inches from the wall starting from the backrest and at least 12 inches from the front of the leg rest.



Distance from Wall (Front and Back)

### Tips for moving your massage chair


#### Moving Your Chair to the Right Place Easily and Successfully

- Wrap and place all cables in the seat of your chair to keep them out of the way and free from damage.
- Avoid trying to plump up the cushions of the chair during use or when you try to move it.
- Do not slide the chair on its castors it may damage the floor. Instead, ask someone to help you lift or move it.
- Keep the power off and the plug/power cord away from the floor until you are ready to plug the chair back into an outlet. Leave the chair standing in a safe position to prevent the back from falling to the floor.

#### Movement Examples

Example: One person can lift up from behind the leg rest until the chair falls onto its castor. Once in position, the individual may push the chair to a new position and set it back down. Never allow the chair to fall down to the floor on the backrest, as this may result in damage. Use the diagram above as an example of how you should move the chair.

**Note:** To protect your floor, consider placing a mat or rug under the chair before moving it to a new location.



Do not move your chair when the power is ON or the chair is plugged in.

# Operation

## Starting Your Massage

1. Plug the Coda™ into a power socket from the back of the massage chair and be sure to use the power switch to ensure it receives power.
2. Press the power button on the remote controller to start the massage.
3. The massage chair will automatically recline.
4. The shoulder position will automatically detect, make sure to sit on the massage chair closely.
5. If the detected shoulder position deviates from the actual shoulder position, adjust the upper and lower keys of the shoulder position to the appropriate position. The shoulder position has 10 positions. If there is no shoulder position adjustment within 10 seconds, then automatically enter the massage function.

**NOTE:** During the start massage function, you can select the auto massage function. Repeat selecting the same auto massage function, you can then skip the detection process and directly enter the massage.

## Turning off Your Chair.

1. If the chair is still on when you decide to end your session, press the On/Off button on your remote control. The chair will return to its default position, and the remote control will shut down.
2. After the chair and the remote control shut down, locate the power switch near the bottom of the chair's back. Press the "O" toggle to shut off power to the chair.
3. Unplug the chair from the power outlet.




Always check behind the head pillow and back cushion. Avoid using the chair and call a professional repair technician if you notice any tears or broken PU material. Plug your chair only into an outlet supporting the proper voltage and connection.




Before you sit down in the chair, check moving areas for foreign objects. Remove anything that may inhibit the chair's movement. Do not sit in the chair to begin a session unless and until it moves back into its default position. Never stand on the chair.

# 1. Initial Startup

- Take the remote control unit out of the accessories box.
- Connect the remote control cable to the port, then tighten the screw cap clockwise to secure the connector in place.




- Connect the power cable to the product power socket located at the power box of the product.
- Insert the power plug of the chair into a wall outlet, then turn on the power.
- Use the remote control to return the chair's backrest to its upright position.



## Mobile Phone Holder

Take out the mobile phone holder assembly parts out of the cartons. Unscrew the locknut and thread it onto the clamp the ball joint into the cradle threaded hole, then tighten the screw.




- Insert the lower end of mobile phone holder into the socket, turn the locknut clockwise to secure the holder into place (make sure the cradle face to the chair side).
- Connect the clamp arm power cord with the cradle charging port.



# Remote Controller



The remote control that comes with your Coda™ message chair features a user friendly interface and a crisp LCD screen. Return to this section as needed to learn more about the many ways you can customize your daily massage.




1. Make sure the chair is currently plugged into a power source and the **ON/OFF** switch located on the back of the chair is turned ON
2. Press the **Power Button** on the remote control to begin the massage.












- Upon powering on the Coda™, it will automatically begin scanning your body.

Button	Description
	<b>Up (Shoulder Position):</b> Massage Rollers Up
	<b>Down (Shoulder Position):</b> Massage Rollers Down

- If there is a difference between the massage rollers and your actual shoulder position, you can adjust the rollers using the **Up and Down Buttons** on the remote. There are 10 different massage focus points available, the chair will run an automatic massage if there is no shoulder position chosen within 10 seconds.
- During the shoulder and massage point detection process, you can press any auto mode to start the massage.

Button	Description
	<b>Menu:</b> Displays the Auto Program, Manual Program, 3D Intensity, Airbags, Heat and Settings.

- Press the memory button to cycle through all stored massage sessions (1, 2, 3)
- Press and hold the memory button to store the current massage settings to use for another time. You may store a maximum of 3.

Button	Description
	<b>Auto Program:</b> Press this button to toggle AUTO programs choose between Options, User, Body Part and Time.
	<b>Relax:</b> While the massage program is running, press this button to change the 3D protruding intensity.
	<b>Directional Dial:</b> Use the UP/DOWN/LEFT/RIGHT arrow buttons to navigate the screen, press OK to select. When the massage is running, press OK to turn ON/OFF Zero Gravity, press UP/DOWN button to change the massage speed; press LEFT/RIGHT button to change the Airbag massage intensity.
	<b>Feet Up:</b> Press and hold to raise the leg rest, release the button to stop.
	<b>Feet Down:</b> Press and hold to lower the leg rest, release the button to stop.
	<b>Back Up:</b> Press and hold to raise the backrest, release the button to stop.
	<b>Back Down:</b> Press and hold to recline the backrest, release the button to stop.
	<b>Footrest Extends:</b> Press and hold to extend the footrest, release the button to stop.
	<b>Footrest Retracts:</b> Press and hold to retract the footrest, release the button to stop.



## 1. Automatic Massage Modes

Once your massage chair is plugged into an outlet press the Power button on the remote control to display the Menu.

Choose between 4 message categories (Options, User, Part and Time)

Options: Choose between 3 message programs

1. User: 3 Full-featured massage programs
2. Part: 3 Focus massage programs
3. Time: 3 Massage programs




Name	Description
<b>Muscle Relax</b>	Uses moderate kneading and stretching techniques to relax tired muscles and keep them flexible.
<b>Wake Up</b>	Uses medium-high shoulder-pressing to stimulate and move the body's muscles and set the tone for the entire day.
<b>Low Body</b>	Uses medium-low massage techniques to relax the lower body and relieve tired and sore muscles.
<b>Tension Relief</b>	Medium-high intensity massage focusing on relieving soreness and tension; encourages an energetic, active attitude.
<b>Muscle Warm up</b>	Variety of mild massage techniques to warm the muscles; encourages calmness and relaxation.
<b>Gentle Massage</b>	Soft massage session; relaxes muscles in the back, waist and hips; encourages flexibility and recovery.
<b>Neck &amp; Shoulder</b>	Combination of deep tissue massage techniques; focusing on muscles in the neck, shoulders, and upper back.
<b>Back &amp; Spine</b>	Combination of deep tissue massage techniques; focusing on muscles along the spine, upper back, lower back, and lumbar.
<b>Full Body</b>	Soothing all-over massage using various techniques; soothes tension and refreshes the body.
<b>Waist &amp; Hips</b>	Combination of deep tissue massage techniques; focusing on muscles on the lumbar, waist, thighs, and around the hip joints.
<b>Holistic Relax</b>	Stimulating all-over massage using various techniques; energizes and encourages a bright attitude.
<b>Calming Massage</b>	Gentle, calming all-over massage using various techniques; encourages relaxation in preparation for a restful sleep.

## 2. Manual Massage Modes

### Manual

Choose Manual from Menu display. Use UP/DOWN to choose between Mode, Part, Width, Speed, Roller and Zero G.




### Message Mode

Press Mode from Manual display, using RIGHT/UP/DOWN buttons to navigate to Kneading, Tapping, Knocking, Shiatsu Sync and 3D Shiatsu - press OK to choose.

### Message Part

Use this button during the massage to choose Whole, Partial or Point massage regions.



### Back Mechanism Massage Width


Choose Width from manual display. Press RIGHT/UP/DOWN to navigate Wide, Medium, Narrow mechanism roller widths, Press OK to choose.

### Back Mechanism Massage Speed

Choose speed from Manual display. Press UP/DOWN to choose Mechanism Speed (1, 2, 3, 4, 5, 6) Press OK.


### Roller

Press Roller from manual display Press RIGHT/UP/DOWN to adjust speed level (1, 2, 3, 4) or OFF




### Zero Gravity

Press Zero from manual display. Press RIGHT/UP/DOWN to activate Zero Gravity position. Press OK to choose the required setting.



### Air Pressure Massage

Select Airbags from Menu display. Press RIGHT/UP/DOWN to choose Part-Air pressure region and Intensity Air pressure intensity. Choose OK.



## 3. Adjustment

### Air Pressure Region


Select Part from Airbags display. Press RIGHT/UP/DOWN to select from Full, Arm & Shoulder, Back & Waist, Leg & Foot or Hips. To choose press OK.

### Air Pressure Intensity

Select Intensity from Airbags display. Choose RIGHT/UP/DOWN to select 1, 2, 3, 4, 5 level airbag intensity or OFF to deactivate. Press OK.

### Heat

Choose Settings from Menu display. Press OK. Use UP/DOWN to choose Back or Leg.



### Back Heat

Choose Back Heat. Use UP/DOWN to choose 1, 2, 3 or OFF heating setting.


### Leg Heat

From Leg Heat display, press UP or Down button to navigate among heat levels 1, 2, 3 or Off.

## 4. Settings

### Settings

Choose Settings from Menu and press OK. Use UP/DOWN to choose between Time, Language, Bluetooth, LED or Voice.



## Time


Select Time from Settings. USE RIGHT/UP/DOWN to choose 10 mins, 20 mins, or 30mins. Press OK to select.

## Language

Select Language from Settings. USE RIGHT/UP/DOWN to choose your language. Press OK to select.


## Bluetooth

Select Bluetooth from Settings. USE RIGHT/UP/DOWN to switch Bluetooth ON or OFF. Press OK to select.




## 5. Other

When in Auto or Manual mode the LCD screen will return to the Home Screen after 10 seconds of inactivity.



Home-screen display with Manual program running.



Home-screen display with Auto program running.

- Press the Menu button twice to return to the Home Screen
- From the Home Screen, use the LEFT/RIGHT buttons to adjust Airbag Intensity (Auto or Manual) or the UP/DOWN buttons to adjust Massage Intensity (Manual only).
- Select Auto button to choose your massage program.

## Mobile Device Connectivity


### Bluetooth Connection

#### Android/Apple:

- Turn on Bluetooth via your settings menu.
- Choose discovery mode on the massage chair and wait for it to appear on your phone as RT8718.
- Choose the device and it will be paired with your phone.

### Mobile Phone Holder

- Connect to power and wait for the red and green indicator lights to turn off.
- Wait 3-5 seconds before pressing the phone into the bottom grip to clamp the phone into the cradle.
- The red indicator light will blink during charging and is steady when not charging.
- When the light turns green the phone is fully charged.



## Voice Control Operation

#	Voice Entry
1	Turn on Massage Chair
2	Turn off Massage Chair
3	Muscle Relax
4	Wake up
5	Low Body
6	Tension Relief
7	Muscle Warm up
8	Gentle Massage
9	Neck & Shoulder
10	Back & Spine
11	Waist & Hips
12	Full Body
13	Holistic Relax
14	Calming Massage
15	Turn on footrest rollers
16	Turn off footrest rollers
17	Heat on
18	Heat off

## Cleaning and Maintenance

Follow these instructions as needed to keep your chair clean and well maintained

### *Cleaning the Synthetic Leather Surfaces*

#### **General Cleaning**

- Wipe down your chair regularly with a dry, soft, clean cloth.
- Do not use chemical or medical-grade cleaners on synthetic surfaces.

#### **For Deep Cleaning**

- Use a water-based solution containing 3–5% natural detergent and a soft cleaning cloth. Squeeze excess liquid from the cloth before cleaning your chair.
- Wipe down PU leather surfaces with this solution.
- Remove excess moisture with a dry cloth.
- Allow your chair to dry fully before using. Do not use a hair dryer or other blower implement to dry your chair.

### *Cleaning the Cloth Surfaces:*

- Use the same weak, natural solution you used to wipe down PU leather surfaces. Wring out your cloth or brush before applying it to the surface of the chair. Note: do not use harsh chemicals or substances such as gas, diluent, or alcohol.
- Gently use brushing movements to clean the surface. Note: using excessive pressure may weaken or damage the cloth.
- Wipe down the surface with a clean damp cloth and then a clean dry cloth.
- Allow the surface to fully dry before using.

### *Cleaning Plastic Components:*

- Use a weak, natural solution to clean plastic components. Always wring out your cleaning cloth before applying to dirty parts.
- Wipe down the part with a clean, damp cloth to remove any remaining cleaning solution.
- Allow the part to dry.

## Cleaning the Remote Control

- Use an electronics cleaning cloth to wipe any dust from the surface. If the surface requires deep cleaning, use a soft, damp cloth.
- Allow the control to dry completely before using. Note: Do not use alcohol, diluent, or propellant to clean the surface.



Always take the time to unplug your chair from the wall outlet with dry hands before engaging in any cleaning activities. Only use dry hands to reconnect the plug after cleaning. Failing to take the appropriate measures during cleaning activities could lead to electrocution or burn injuries.

## Troubleshooting

If you experience difficulties while using your chair, refer to this section of the operation manual. Contact truMedic® if this section does not address the problem you experience.

Problem	Solution
My massage chair does not work when plugged in and turned on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The remote control may not be turned ON. Locate and press the ON switch on your remote control.</li> <li>• You may not have chosen a massage function yet. Press any massage function to initiate the massage experience.</li> <li>• The chair is not receiving the right amount of electricity. Check the chair and wall outlet connections for contact.</li> <li>• The chair has a burned out fuse. Replace it with the appropriate fuse.</li> <li>• The problem is within the inner circuit. Contact an authorized maintenance professional to repair your chair.</li> </ul>
Beeping noises inside the chair during massage sessions.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• You are probably hearing the air pump, mechanical parts, and motor. This is completely normal.</li> </ul>

Problem	Solution
Difference in Left/Right motors. One is sometimes higher than the other is.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The massage rollers do not always run symmetrically. This is completely normal.</li> </ul>
The sound I was hearing inside the chair is much louder now.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• You may have used the chair continually for too long. Power down the chair for at least 30 minutes, and then see if you still notice the sound.</li> <li>• Over time, the internal parts can wear down with consistent use. Some wear and tear is normal. Contact an authorized maintenance professional for repairs.</li> </ul>
My massage unexpectedly stopped during a session.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The chair may have lost electricity. Check the power cord for a secure connection.</li> <li>• You may have used the chair continually for too long. Allow the chair to rest for at least 30 minutes before restarting it.</li> </ul>
I cannot move the backrest or leg rest as intended.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the surrounding area for clearance. Remove any obstacles that may inhibit the chair from moving adequately.</li> <li>• The chair may have automatically stopped. Turn off the power to the chair and wait for at least 30 minutes before restarting it.</li> </ul>
I cannot get the chair to return to its default position.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This may happen if you use the chair continuously for too long or if the massage time frame has ended. If you cannot get the chair to return to its normal position after waiting for 30 minutes, contact an authorized maintenance professional for further guidance.</li> </ul>
The electric wires and/or plugs are really hot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This can occur if you use the chair continuously for too long. Turn off all power, and allow the chair to rest for at least 30 minutes.</li> <li>• If you notice significant heat during any kind of chair usage, stop using the chair immediately and contact a maintenance professional.</li> </ul>

## Technical Specifications

<b>Name</b>	Coda™ Massage Chair
<b>Model</b>	CODA
<b>Input Voltage</b>	110-120V~ 60Hz 220-240V~ 50/60Hz
<b>Safety Design</b>	Class I
<b>Power</b>	145W



If you notice any problems not listed in this short guide, stop using your chair immediately. Turn off all power and cut the electricity. Contact truMedic® for more information on repair and maintenance at **888-264-1766** or [service@tru medic.com](mailto:service@tru medic.com)

## Warranty Information

### TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY

truMedic® warrants this truMedic® Massage Chair against defects in materials and/or workmanship under normal use for a period of TWO (2) YEAR from the date of purchase by the original purchaser (“Warranty Period”). Normal use is defined as use by an end-user in a residential location. If a defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option, truMedic® will either 1) repair the defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or 2) replace the truMedic® Massage Chair with a new or refurbished truMedic® Massage Chair OR 3) provide a credit in the amount of the purchase price of the original product. A replacement product or part, including a user-installable part installed in accordance with instructions provided by truMedic®, will be covered for the remaining warranty period of the original product. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes truMedic® property. When a credit is given, the original product must be returned to truMedic® and becomes truMedic® property.

**Obtaining Service:** To obtain warranty service, call the truMedic® Warranty Service at 888-264-1766 or contact the company via email at [service@tru medic.com](mailto:service@tru medic.com). Please be prepared to describe the truMedic® Massage Chair model that needs service and the nature of the problem. Proof of purchase is required. All repairs and replacements must be authorized in advance. Service options, parts availability and response times will vary.

**Limits and Exclusions:** Coverage under this Warranty is limited to the United States of America, excluding the U.S. Territories of Guam, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands and including Canada. This Warranty applies only to products manufactured by truMedic® that can be identified by the “truMedic®” trademark, trade name, or logo affixed to them or their packaging. The Warranty does not apply to any non-truMedic® products. truMedic®, in so far as permitted by law, provides these products “as is.” This warranty does not apply to: a) damage caused by failure to follow instructions relating to product’s use or the installation of components; b) damage caused by accident, abuse, misuse, fire, floods, earthquake or other external causes; c) damage caused by service performed by anyone who is not a representative of truMedic®; d) accessories used in conjunction with a covered product; e) a product or part that has been modified to alter functionality or capability; f) items intended to be periodically replaced by the purchaser during the normal life of the product including, without limitation, batteries or light bulbs; g) any product sold “as is” including, without limitation, floor demonstration models and refurbished items; or h) a product that is used commercially or for a commercial purpose.

TRUMEDIC® SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRUMEDIC® DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF TRUMEDIC® CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states disallow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.



**truMedic**<sup>®</sup>  
A World Beyond Relief™

---

Fauteuil de massage **CODA**<sup>™</sup>



**truMedic**<sup>®</sup>  
A World Beyond Relief™

**TRUCORE DISTRIBUTORS, INC.**

252 Indian Head Rd. Kings Park, NY 11754  
(888) 264-1766  
service@truMedic.com  
www.truMedic.com



@truMedicMassage

## Manuel de l'utilisateur

English p.01/Français p.33

# Manuel d'utilisation du fauteuil de massage Coda™

Asseyez-vous et détendez-vous dans l'un des fauteuils de massage luxueux de la nouvelle gamme de truMedic, le Coda™. Le Coda™ de truMedic vous offre une expérience de relaxation que vous n'oublierez jamais et grâce à ses nombreuses caractéristiques uniques et faciles à utiliser, vous verrez vos douleurs et vos maux disparaître.

C'est le fauteuil qui vous emmènera dans ce monde au-delà du soulagement. Nous vous promettons que la Coda™ deviendra rapidement la meilleure amie de votre corps !

## Liste des caractéristiques

- Fonctionnalité de glissement vers l'avant : La Coda™ est capable de faire glisser le dossier pour l'éloigner du mur lorsqu'elle s'incline. Cela vous permet de ranger votre fauteuil de massage dans un espace plus compact sans sacrifier la possibilité de profiter d'un massage complet du corps.
- Contrôle activé par la voix.
- Fonction de gravité zéro : Avec les actionneurs électriques automatiques, il suffit de sélectionner un bouton pour ressentir le confort du positionnement en apesanteur. Les expériences d'apesanteur offrent des avantages pour la santé, tels que l'apaisement de la tension et la réduction de la pression.
- Extension automatique/manuelle du repose-pieds Le repose-pieds peut s'étendre automatiquement de 17 cm pour différents utilisateurs de différentes tailles.
- Fonctionnalité de massage par pression des airbags : Ces airbags stratégiquement situés saisissent, tordent et étirent doucement vos muscles. Asseyez-vous et détendez-vous, car les airbags du siège soulagent votre taille et vos hanches.
- Capacités de réglage en hauteur sur mesure : Les repose-jambes s'étendent et se rétractent pour s'adapter aux utilisateurs de toutes tailles.
- Massage polyvalent : Les rouleaux de massage imitent la sensation des vraies mains humaines avec les réglages de pétrissage, de frappe, de synchronisation et de tapotement. Tout est fait sur mesure pour votre détente.

# Table des matières

<i>Consignes de sécurité importantes</i>	36
<i>Apprendre à connaître les parties de votre fauteuil</i>	40
<i>Réglage de votre fauteuil de massage</i>	42
<i>Fonctionnement</i>	44
<i>Télécommande</i>	48
<i>Connectivité des appareils mobiles</i>	57
<i>Opération de contrôle vocal</i>	58
<i>Nettoyage et entretien</i>	59
<i>Dépannage</i>	60
<i>Spécifications techniques</i>	62
<i>Informations sur la garantie</i>	63

## Une note rapide de truMedic®

Lorsque vous installez et commencez à utiliser votre nouveau fauteuil de massage, gardez les recommandations suivantes à l'esprit :

- Lisez le manuel d'utilisation dans son intégralité avant de tenter d'installer ou d'utiliser votre fauteuil de massage.
- Conservez votre manuel d'utilisation dans un endroit pratique pour pouvoir le consulter rapidement.
- Lisez attentivement tous les avertissements et notes de mise en garde figurant dans votre manuel.

truMedic® se réserve le droit de modifier les spécifications de conception de la Coda™ sans préavis. **Utilisez les images fournies ici comme guide et non comme une réplique exacte de votre fauteuil.** Référez-vous toujours à votre fauteuil de massage lorsque vous lisez les instructions.

## Avertissements et mises en garde



### Personnes qui ne devraient pas utiliser le Coda™

- Les personnes souffrant d'ostéoporose.
- Les personnes qui ont un stimulateur cardiaque ou tout autre implant médical électrique.
- Les femmes enceintes et les personnes en mauvaise santé devraient discuter de l'utilisation avec un médecin.
- Les enfants de moins de 12 ans.
- Toute personne sous l'influence de l'alcool ou de drogues récréatives.
- Toute personne qui pourrait s'endormir pendant l'utilisation du fauteuil (ce fauteuil n'est pas fait pour dormir).

### Avertissements d'accidents et de blessures

- Ne permettez pas aux enfants et aux animaux domestiques d'être sur ou près du fauteuil et ne laissez également aucun objet sur ou près du fauteuil lorsqu'il est dans une position ajustée ou en marche.
- Cessez immédiatement l'utilisation du fauteuil et parlez avec un professionnel de la santé si vous éprouvez des symptômes étranges lors de l'utilisation de votre fauteuil de massage.
- Ne dormez pas sur le fauteuil.
- Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur les accoudoirs.
- Afin de réduire le risque de blessure, évitez de cibler toute région du corps de façon excessive.
- Surveillez de près tout utilisateur qui souffre de problèmes de mobilité.

### Avertissements d'électrocutions et d'incendies

- Insérez toujours la fiche d'alimentation électrique dans une prise de courant appropriée.
- Ne laissez jamais une fiche d'alimentation électrique sortir partiellement d'une prise.
- Éteignez et débranchez toujours le fauteuil lorsque vous ne l'utilisez pas.



### Prévention des électrocutions et des incendies

- N'utilisez pas une fiche d'alimentation électrique, un cordon d'alimentation ou une prise de courant si vous constatez qu'un de leurs connecteurs électriques est déficient ou brisé.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, utilisez seulement des blocs d'alimentation qui supportent la tension recommandée.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation s'il est endommagé, tordu, noué ou trop court.

### Prévention des accidents

- Ne pliez pas les coussins du fauteuil de massage lorsque vous rangez le fauteuil.
- Ne faites pas fonctionner le fauteuil de massage en continu pendant de longues périodes. Suivez toutes les recommandations d'exécution figurant dans ce manuel.



### Remarques sur l'entretien et le démontage par l'utilisateur

- Contactez un professionnel si votre fauteuil est endommagé par de l'eau ou commence à mal fonctionner. Ne modifiez pas, ne désassemblez pas et n'effectuez aucun entretien qui n'a pas été précisé.
- N'essayez pas de réparer ou de remplacer une fiche d'alimentation électrique ou un cordon d'alimentation endommagé. Contactez l'équipe technique de truMedic ou un détaillant spécialisé pour obtenir une pièce de rechange.
- Ne retirez et n'ouvrez aucune pièce du fauteuil, peu importe la raison.
- Contactez un professionnel si vous remarquez des anomalies ou des dommages sur les revêtements en tissu ou en cuir de votre fauteuil de massage afin de les faire réparer.



### Prévention des chutes

- Utilisez toujours votre fauteuil sur une surface plate et plane.

### Prévention des dommages au fauteuil et aux murs

- Placez toujours le fauteuil au moins à 4 pouces de tous les murs afin de permettre le bon positionnement du fauteuil.

### Prévention des blessures associées à une utilisation excessive

- La durée de massage maximale recommandée est de 20 minutes. Modifiez les paramètres de massage et les positions toutes les cinq minutes pour de meilleurs résultats. À défaut de changer de position fréquemment, un inconfort pourrait en résulter.

### Prévention des accidents et des blessures

- Vérifiez l'interrupteur d'alimentation avant de brancher le fauteuil de massage dans la prise de courant. L'interrupteur d'alimentation doit être dans la position ARRÊT lorsque vous débranchez ou branchez le fauteuil.
- Insérez complètement la fiche d'alimentation électrique dans la prise de courant avant de mettre le fauteuil en marche.
- Mettez toutes les commandes et tous les interrupteurs hors tension avant de débrancher le fauteuil.

### Prévention des électrocutions

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le fil électrique ne sont pas endommagés avant d'utiliser le fauteuil de massage.
- Suivez toutes les instructions afin d'assurer une bonne connectivité du conducteur de terre. Le conducteur ne doit présenter aucune anomalie.

### Prévention des accidents et des blessures

- Ne pesez pas et ne marchez pas sur les têtes de massage.
- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds dans les espaces entre les têtes de massage.
- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds dans les espaces entre les composants mécaniques.
- Ne faites pas tomber ou n'insérez pas délibérément des objets dans la fente du fauteuil de massage.
- Ne vous asseyez pas, ne vous mettez pas debout et ne mettez pas d'objets lourds sur les composants du fauteuil, y compris les accoudoirs, le repose-jambes et le dossier.

- Ne vous mettez jamais debout sur le fauteuil.
- N'essayez pas de déplacer le fauteuil lorsqu'il est en marche.
- N'utilisez pas les zones de massage pour des parties du corps non prévues (p. ex., ne mettez pas votre tête sur le repose-jambes).
- Ne pesez pas trop sur le dossier pendant que le fauteuil est incliné.
- Évitez d'utiliser le fauteuil lorsque votre peau exposée n'est pas totalement recouverte ou lorsque vous portez des tissus en lycra. Utilisez le fauteuil sans vêtements pourrait provoquer des irritations cutanées.
- Videz vos poches avant de vous asseoir dans le fauteuil.



### Prévention des dommages, de la décoloration et de la détérioration du fauteuil

- Ne mettez pas le fauteuil dans un endroit humide ou mouillé ou près d'objets pointus ou des sources de chaleur, y compris les cuisinières.
- N'utilisez jamais un thermoplasme, une couverture ou tout autre moyen chauffant pendant l'utilisation du fauteuil.
- N'utilisez pas le fauteuil dans des endroits à température élevée.
- N'utilisez pas le fauteuil à l'extérieur.



### Prévention des fuites et des risques de blessures dues à une électrocution

- N'utilisez pas et ne rangez pas votre fauteuil dans un endroit humide, mouillé ou exposé, comme près d'une piscine ou dans une salle de bain.
- Le fauteuil et la télécommande doivent rester au sec en tout temps.
- Ne vous asseyez pas sur le fauteuil avec des vêtements mouillés ou humides.



### Prévention des blessures dues à une électrocution

- Suivez toutes les instructions pour l'installation du conducteur de terre, ou contactez un électricien professionnel pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez jamais un adaptateur de fiche d'alimentation électrique. Contactez un électricien professionnel si vous n'avez pas la bonne prise de courant pour l'installation.



### Prévention des blessures dues à une électrocution

- Débranchez le fauteuil avant de le nettoyer.
- Débranchez le fauteuil si vous remarquez des dommages électriques ou des dommages potentiellement liés à l'alimentation (c.-à-d. pendant les orages).
- Pour débrancher le fauteuil, saisissez fermement la fiche d'alimentation électrique (et non le cordon d'alimentation) pour sortir les broches de la prise.

### Prévention des accidents:

- Évitez les dommages liés à l'alimentation :
- Mettez toujours l'interrupteur dans la position ARRÊT et débranchez toujours votre fauteuil pendant les pannes électriques.



## Notes opérationnelles

### Avis concernant les repose-pieds

- Lorsque le repose-pieds est soulevé, n'exercez pas de pression sur le repose-pieds pour éviter que le fauteuil de massage ne tombe vers l'avant, ce qui l'endommagerait ou pourrait causer des blessures.

### Placement de la tête de massage

- Avant de vous asseoir sur le fauteuil de massage, assurez-vous que la tête de massage reste dans le coussin du siège afin d'éviter toute gêne au niveau des fesses lorsque le corps est en train d'appuyer

### Sécurité du cordon d'alimentation

- Ne tirez pas sur le câble de commande ou le cordon d'alimentation en mode veille ou en mode marche pour éviter d'endommager le fauteuil ou de provoquer des électrocutions. Nous vous conseillons de débrancher le câble de commande et le cordon d'alimentation, et de les ranger après avoir utilisé le fauteuil.

### Gravité zéro/Sécurité en cas de chute

- Lorsque vous démarrez la fonction de couchage en apesanteur, assurez-vous de vérifier s'il y a des enfants et des animaux domestiques sous le bas du repose-pieds et du dossier, ce qui pourrait endommager le fauteuil ou entraîner des blessures.



## Mise à la terre et remplacement des fusibles

### Note de base

- Cette chaise est équipée d'un cordon avec un conducteur de mise à la terre. Utilisez uniquement la prise de courant appropriée pour alimenter votre fauteuil de massage

### Note sur le remplacement des fusibles

- Si un fusible brûle dans votre fauteuil, mettez l'interrupteur en position OFF et débranchez le fauteuil. Localisez le boîtier de l'interrupteur et identifiez le fusible défectueux. Ne remplacez un fusible grillé que par un fusible correspondant. Contactez un électricien professionnel pour obtenir une assistance supplémentaire si nécessaire



### Avertissement concernant le placement du fil de terre




Ne placez pas le fil de terre près d'une conduite de gaz, d'un fil de téléphone, d'un paratonnerre ou d'une conduite d'eau. Ces endroits présentent des risques élevés d'incendie, de choc électrique et de dommages.

## Apprendre à connaître les parties de votre fauteuil

Prenez le temps d'examiner les graphiques disponibles dans cette section et familiarisez-vous avec les parties distinctives de votre nouveau fauteuil de massage. Tout au long de ce manuel d'utilisation, nous utilisons ces conditions pour vous aider dans le processus d'installation. Nous avons décrit les parties extérieures et intérieures que vous devrez connaître pour installer et entretenir votre fauteuil.

Dès que vous déballez votre fauteuil de massage, utilisez la liste des composants pour vérifier que vous avez bien toutes les pièces nécessaires. Contactez truMedic® à l'adresse [service@truMedic.com](mailto:service@truMedic.com) s'il vous manque des pièces.

### Structure externe



## Régler votre fauteuil de massage



Ne placez pas votre fauteuil près d'une zone qui pourrait souffrir d'humidité ou de mouillure.



Évitez de placer votre fauteuil en plein soleil ou à proximité d'appareils de chauffage.




Placez toujours votre fauteuil sur une surface plane et soutenue pour éviter les accidents et les blessures.

### Placement de votre fauteuil de massage

#### Que faire avant d'utiliser votre fauteuil :

- Vérifiez le dégagement en étendant complètement votre fauteuil dans toutes les directions. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur votre chemin, tels que des animaux domestiques, des enfants ou des tables d'appoint.
- Surveillez la prise de courant et la source d'alimentation. Nettoyez régulièrement la prise et le cordon d'alimentation pour éviter l'accumulation de poussière. Veillez à ce que la prise soit confortablement installée et protégée entre la source d'alimentation et le fauteuil. Le cordon ne doit jamais se trouver sous un objet lourd ou sembler plié, étiré ou noué.
- Placez le fauteuil loin des murs. Le fauteuil doit être placé à au moins 10 cm du mur en partant du dossier et à au moins 15 cm de l'avant du repose-jambes.



Distance du mur (avant et arrière)

### Conseils pour déplacer votre fauteuil de massage


#### Déplacer votre fauteuil au bon endroit facilement et avec succès

- Enroulez et placez tous les câbles dans le siège de votre fauteuil pour les maintenir à l'écart et les protéger des dommages.
- Évitez d'essayer de gonfler les coussins du fauteuil pendant l'utilisation ou lorsque vous essayez de le déplacer.
- Ne faites pas glisser le fauteuil sur ses roulettes, cela pourrait endommager le sol. Demandez plutôt à quelqu'un vous aider à le soulever ou à le déplacer.
- Gardez le fauteuil éteint et la fiche/le cordon d'alimentation loin du sol jusqu'à ce que vous soyez prêt à rebrancher le fauteuil dans une prise. Laissez le fauteuil debout dans une position sûre pour éviter que le dos ne tombe sur le sol.

#### Exemples de mouvements

Exemple : Une personne peut se lever de derrière le repose-jambes jusqu'à ce que le fauteuil tombe sur sa roulette. Une fois en position, la personne peut pousser le fauteuil dans une nouvelle position et la redescendre. Ne laissez jamais le fauteuil tomber au sol sur le dossier, car cela pourrait l'endommager. Utilisez le schéma ci-dessus comme exemple de la manière dont vous devez déplacer le fauteuil.

**Note :** pour protéger votre sol, pensez à placer un tapis ou une carpepe sous le fauteuil avant de la déplacer à un nouveau lieu.



Ne déplacez pas votre fauteuil lorsque l'appareil est sous tension ou que le fauteuil est branché.

# Opération

## Commencer votre massage

1. Branchez le Coda™ sur une prise de courant située à l'arrière du fauteuil de massage et assurez-vous d'utiliser l'interrupteur d'alimentation pour vous assurer qu'il reçoit du courant.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour démarrer le massage.
3. Le fauteuil de massage s'incline automatiquement.
4. La position des épaules sera automatiquement détectée, veillez à vous asseoir sur le fauteuil de massage de manière rapprochée.
5. Si la position de l'épaule détectée s'écarte de la position réelle de l'épaule, ajustez les touches supérieure et inférieure de la position de l'épaule à la position appropriée. La position des épaules a 10 positions. Si la position des épaules n'est pas ajustée dans les 10 secondes, la fonction de massage est automatiquement activée.

**NOTE:** Pendant la fonction de massage de démarrage, vous pouvez sélectionner la fonction de massage automatique. Répétez la sélection de la même fonction de massage automatique, vous pouvez alors sauter le processus de détection et entrer directement le massage.

## Éteindre votre fauteuil.

1. Si le fauteuil est toujours allumé lorsque vous décidez de mettre fin à votre session, appuyez sur le bouton On/Off de votre télécommande. Le fauteuil reviendra à sa position par défaut, et la télécommande s'éteindra.
2. Une fois que le fauteuil et la télécommande se sont éteints, localisez l'interrupteur d'alimentation près du bas du dossier du fauteuil. Appuyez sur le bouton "O" pour couper l'alimentation du fauteuil.
3. Débranchez le fauteuil de la prise de courant.




Vérifiez toujours derrière l'oreiller et le coussin dorsal. Évitez d'utiliser le fauteuil et appelez un technicien professionnel si vous remarquez des déchirures ou des bris de PU. Ne branchez votre fauteuil que sur une prise de courant supportant la tension et la connexion appropriées.




Avant de vous asseoir sur le fauteuil, vérifiez s'il y a des objets étrangers dans les zones de mouvement. Enlevez tout ce qui pourrait entraver le mouvement du fauteuil. Ne vous asseyez pas sur le fauteuil pour commencer une séance tant qu'elle n'est pas revenue dans sa position par défaut. Ne vous mettez jamais debout sur le fauteuil.

## 1. Démarrage initial

- Sortez la télécommande de la boîte d'accessoires.
- Connectez le câble de la télécommande au port, puis serrez le bouchon à vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le connecteur en place.




- Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant du produit située sur le boîtier d'alimentation du produit.
- Insérez la fiche d'alimentation du fauteuil dans une prise murale, puis mettez le fauteuil sous tension.
- Utilisez la télécommande pour remettre le dossier du fauteuil en position verticale.



## Détenteur d'un téléphone portable

Sortez les pièces d'assemblage du support de téléphone portable des cartons. Dévissez le contre-écrou et enfoncez-le dans le trou fileté du berceau, puis serrez la vis.




- Insérez l'extrémité inférieure du support de téléphone portable dans la prise, tournez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le support en place (assurez-vous que le berceau est orienté vers le côté du fauteuil).
- Connectez le cordon d'alimentation du bras de serrage au port de chargement du berceau.



## Télécommande

La télécommande qui accompagne votre fauteuil de massage Coda™ est dotée d'une interface conviviale et d'un écran LCD très lisible. Retournez à cette section selon vos besoins pour en savoir plus sur les nombreuses possibilités de personnaliser votre massage quotidien.





1. Assurez-vous que le fauteuil est bien branché sur une source d'alimentation et que le bouton **ON/OFF**
2. Appuyez sur le **bouton Power** de la télécommande pour commencer le massage.




**Bouton d'alimentation**










- Dès que vous allumez le Coda™, il commence automatiquement à scanner votre corps.

Bouton	Description
	<b>En haut (position des épaules)</b> : Rouleaux de massage vers le haut
	<b>En bas (position des épaules)</b> : Rouleaux de massage vers le bas

- S'il y a une différence entre les rouleaux de massage et la position réelle de vos épaules, vous pouvez ajuster les rouleaux à l'aide des boutons Haut et Bas de la télécommande. Il y a 10 points de massage différents disponibles, le fauteuil effectuera un massage automatique si aucune position des épaules n'a été choisie dans les 10 secondes.
- Pendant le processus de détection des épaules et des points de massage, vous pouvez appuyer sur n'importe quel mode automatique pour démarrer le massage.

Bouton	Description
	<b>Menu</b> : Affiche le programme automatique, le programme manuel, l'intensité 3D, les airbags, la chaleur et les réglages.

- Appuyez sur la touche de mémorisation pour faire défiler toutes les séances de massage enregistrées (1, 2, 3)
- Appuyez sur le bouton de mémoire et maintenez-le enfoncé pour mémoriser les réglages de massage actuels afin de les utiliser une autre fois. Vous pouvez en mémoriser 3 au maximum.

Bouton	Description
	<b>Programme Auto</b> : Appuyez sur ce bouton pour basculer les programmes AUTO : choisissez entre Options, Utilisateur, Partie du corps et Heure.
	<b>Détendez-vous</b> : pendant que le programme de massage est en cours, appuyez sur ce bouton pour modifier l'intensité de la saillie 3D.
	<b>Numérotation directionnelle</b> : Utilisez les touches fléchées HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour naviguer sur l'écran, appuyez sur OK pour sélectionner. Lorsque le massage est en cours, appuyez sur OK pour activer/désactiver la gravité zéro, appuyez sur la touche HAUT/BAS pour modifier la vitesse de massage ; appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour modifier l'intensité du massage Airbag.
	<b>Pieds en l'air</b> : Appuyez et maintenez pour lever le repose-jambes, relâchez le bouton pour arrêter.
	<b>Pieds en bas</b> : appuyez et maintenez pour abaisser le repose-jambes, relâchez le bouton pour arrêter.
	<b>Sauvegarde</b> : Appuyez et maintenez pour relever le dossier, relâchez le bouton pour arrêter.
	<b>Dossier</b> : appuyez et maintenez pour incliner le dossier, relâchez le bouton pour arrêter.
	<b>Le repose-pied s'étend</b> : Appuyez et maintenez pour étendre le repose-pieds, relâchez le bouton pour arrêter.
	<b>Le repose-pied se rétracte</b> : Appuyez et maintenez pour rétracter le repose-pieds, relâchez le bouton pour arrêter.


## 1. Modes de massage automatique

Une fois que votre fauteuil de massage est branché sur une prise, appuyez sur le bouton Power de la télécommande pour afficher le menu.

Choisissez entre 4 catégories de massage (Options, Utilisateur, Partie et Temps)

Options : Choisissez entre 3 programmes de massage

1. Utilisateur : 3 programmes de massage complets
2. Partie : 3 Programmes de massage ciblés
3. Durée : 3 programmes de massage




Nom	Description
<b>Détente musculaire</b>	Utilise des techniques de pétrissage et d'étirement modérées pour détendre les personnes fatiguées les muscles et les garder souples.
<b>Réveillez-vous</b>	Utilise une pression moyenne à haute sur les épaules pour stimuler et faire bouger les muscles du corps et donner le ton pour toute la journée.
<b>Corps bas</b>	Utilise des techniques de massage moyen-bas pour détendre le bas du corps et soulager les muscles fatigués et douloureux.
<b>Soulagement de la tension</b>	Massage d'intensité moyenne à élevée, axé sur le soulagement des douleurs et des tensions ; encourage une attitude énergique et active.
<b>Échauffement musculaire</b>	Variété de techniques de massage doux pour réchauffer les muscles ; favorise le calme et la détente.
<b>Massage doux</b>	Séance de massage doux ; détends les muscles du dos, de la taille et des hanches ;encourage la flexibilité et la reprise.
<b>Cou et épaules</b>	Combinaison de techniques de massage des tissus profonds ; se concentrant sur les muscles du cou, des épaules et du haut du dos.
<b>Dos et colonne vertébrale</b>	Combinaison de techniques de massage des tissus profonds ; se concentrant sur les muscles le long de la colonne vertébrale, le haut du dos, le bas du dos et les lombaires.
<b>Corps entier</b>	Massage apaisant sur toute la surface du corps à l'aide de différentes techniques ; apaise les tensions et rafraîchit le corps.
<b>Taille et hanches</b>	Combinaison de techniques de massage des tissus profonds ; concentration sur les muscles sur les lombaires, la taille, les cuisses et autour des articulations des hanches.
<b>Détente holistique</b>	Massage stimulant de tous les côtés, utilisant diverses techniques ; il dynamise et encourage une attitude brillante.
<b>Massage calmant</b>	Massage doux et apaisant sur toute la surface, utilisant diverses techniques ; encourage la relaxation en préparation d'un sommeil réparateur.

## 2. Modes de massage manuel

### Manuel

Choisissez Manuel dans l'affichage du menu. Utilisez UP/DOWN pour choisir entre Mode, Pièce, Largeur, Vitesse, Rouleau et Zéro G.



### Mode Massage

Appuyez sur Mode à partir de l'affichage manuel, en utilisant les touches DROITE/HAUT/BAS pour naviguer vers Pétrissage, Tapping, Cliquetis, Shiatsu Sync et Shiatsu 3D - appuyez sur OK pour choisir.

### Partie massage

Utilisez ce bouton pendant le massage pour choisir des régions de massage entières, partielles ou ponctuelles.



### Mécanisme du dos Largeur de massage

Choisissez la largeur à partir de l'affichage manuel. Appuyez sur DROITE/HAUT/BAS pour naviguer dans les largeurs des rouleaux du mécanisme Largeur, Moyen, Étroit, Appuyez sur OK pour choisir.

### Mécanisme du dos Vitesse de massage

Choisissez la vitesse à partir de l'affichage manuel. Appuyez sur UP/DOWN pour choisir la vitesse du mécanisme (1, 2, 3, 4, 5, 6) Appuyez sur OK.


## Roller

Appuyez sur le rouleau à partir de l'affichage manuel  
Appuyez sur DROITE/HAUT/BAS pour régler le niveau de vitesse (1, 2, 3, 4) ou OFF



## Zéro gravité

Appuyez sur Zéro à partir de l'affichage manuel. Appuyez sur DROITE/HAUT/BAS pour activer la position de gravité zéro. Appuyez sur OK pour choisir le réglage souhaité.



## Massage par pression d'air

Sélectionnez Airbags dans l'affichage du menu. Appuyez sur DROITE/HAUT/BAS pour choisir la région de pression partielle et l'intensité de la pression atmosphérique. Choisissez OK.



## 3. Ajustement

### Région de pression atmosphérique


Sélectionnez une partie de l'affichage Airbags. Appuyez sur DROITE/HAUT/BAS pour choisir entre Plein, Bras et épaules, Dos et taille, Jambes et pieds ou Hanches. Pour choisir, appuyez sur OK.

## Intensité de la pression atmosphérique

Sélectionnez l'intensité dans l'affichage des coussins gonflables. Choisissez DROITE/HAUT/BAS pour sélectionner l'intensité des airbags de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou OFF pour les désactiver. Appuyez sur OK.

## Chaleur

Choisissez Paramètres dans l'affichage du menu. Appuyez sur OK. Utilisez les touches HAUT/BAS pour choisir Retour ou Jambes.



## Chaleur arrière

Choisissez Back Heat. Utilisez UP/DOWN pour choisir 1, 2, 3 ou le réglage de chauffage OFF.


## Chaleur dans les jambes

À partir de l'affichage de la chaleur des jambes, appuyez sur les boutons UP ou Down pour naviguer entre les niveaux de chaleur 1, 2, 3 ou Off.

## 4. Paramètres

### Paramètres

Choisissez Paramètres dans le menu et appuyez sur OK. Utilisez les touches HAUT/BAS pour choisir entre Heure, Langue, Bluetooth, LED ou Voix.



## Heure

Sélectionnez l'heure dans les paramètres. UTILISEZ DROITE/HAUT/BAS pour choisir 10 min, 20 min ou 30 min. Appuyez sur OK pour sélectionner.

## Langue

Sélectionnez la langue dans les paramètres. UTILISEZ DROIT/HAUT/BAS pour choisir votre langue. Appuyez sur OK pour sélectionner.

## Bluetooth

Sélectionnez Bluetooth dans les paramètres. UTILISEZ DROIT/HAUT/BAS pour activer ou désactiver le Bluetooth. Appuyez sur OK pour sélectionner.



## 5. Autres

En mode automatique ou manuel, l'écran LCD revient à l'écran d'accueil après 10 secondes d'inactivité.



Affichage sur l'écran d'accueil avec exécution manuelle du programme.



Affichage sur l'écran d'accueil avec le programme Auto en cours d'exécution.

- Appuyez deux fois sur la touche "Menu" pour revenir à l'écran d'accueil
- À partir de l'écran d'accueil, utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour régler l'intensité de l'airbag (automatique ou manuel) ou les boutons HAUT/BAS pour régler l'intensité du massage (manuel uniquement).
- Sélectionnez le bouton Auto pour choisir votre programme de massage.

## Connectivité des appareils mobiles



### Connexion Bluetooth

#### Android/Apple :

- Activez le Bluetooth via le menu de vos paramètres.
- Choisissez le mode découverte sur le fauteuil de massage et attendez qu'il apparaisse sur votre téléphone sous le nom de RT8718.
- Choisissez l'appareil et il sera jumelé avec votre téléphone.

### Détendeur d'un téléphone portable

- Connectez-vous à l'alimentation et attendez que les voyants rouge et vert s'éteignent.
- Attendez 3 à 5 secondes avant de presser le téléphone dans la poignée inférieure pour le fixer dans le support.
- Le voyant rouge clignote pendant la charge et reste allumé lorsque la batterie n'est pas chargée.
- Lorsque le voyant devient vert, le téléphone est entièrement chargé.



## Opération de contrôle vocal

#	Entrée vocale
1	Turn on Massage Chair
2	Turn off Massage Chair
3	Muscle Relax
4	Wake up
5	Low Body
6	Tension Relief
7	Muscle Warm up
8	Gentle Massage
9	Neck & Shoulder
10	Back & Spine
11	Waist & Hips
12	Full Body
13	Holistic Relax
14	Calming Massage
15	Turn on footrest rollers
16	Turn off footrest rollers
17	Heat on
18	Heat off

## Nettoyage et entretien

Suivez ces instructions pour garder votre fauteuil propre et bien entretenu

### *Nettoyage des surfaces en cuir synthétique*

#### **Nettoyage général**

- Essuyez régulièrement votre fauteuil avec un chiffon sec, doux et propre.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques ou médicaux sur les surfaces synthétiques.

#### **Pour un nettoyage en profondeur**

- Utilisez une solution à base d'eau contenant 3 à 5 % de détergent naturel et un chiffon doux. Pressez l'excès de liquide du chiffon avant de nettoyer votre fauteuil.
- Essuyez les surfaces en cuir avec cette solution.
- Enlevez l'excès d'humidité avec un chiffon sec.
- Laissez votre fauteuil sécher complètement avant de l'utiliser. N'utilisez pas de sèche-cheveux ou d'autres appareils de soufflerie pour sécher votre fauteuil.

### *Nettoyage des surfaces en tissu :*

- Utilisez la même solution faible et naturelle que celle que vous avez utilisée pour essuyer les surfaces en cuir PU. Essorez votre chiffon ou votre brosse avant de l'appliquer sur la surface du fauteuil. Remarque : n'utilisez pas de produits chimiques ou de substances agressives comme des gaz, des diluants ou de l'alcool.
- Utilisez doucement les mouvements de brossage pour nettoyer la surface. Remarque : une pression excessive peut affaiblir ou endommager le chiffon.
- Essuyez la surface avec un chiffon propre et humide, puis avec un chiffon propre et sec.
- Laissez la surface sécher complètement avant de l'utiliser.

### *Nettoyage des composants en plastique :*

- Utilisez une solution faible et naturelle pour nettoyer les composants en plastique. Essorez toujours votre chiffon de nettoyage avant de l'appliquer sur des pièces sales.
- Essuyez la pièce avec un chiffon propre et humide pour éliminer toute solution de nettoyage restante.
- Laissez sécher la pièce.

## Nettoyage de la télécommande

- Utilisez un chiffon de nettoyage pour l'électronique afin d'essuyer la poussière à la surface. Si la surface nécessite un nettoyage en profondeur, utilisez un chiffon doux et humide.
- Laissez sécher complètement le contrôle avant de l'utiliser. Note : N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou de propulseur pour nettoyer la surface.



Prenez toujours le temps de débrancher votre fauteuil de la prise murale avec les mains sèches avant de vous lancer dans une quelconque activité de nettoyage. Ne vous servez de vos mains sèches que pour rebrancher la prise après le nettoyage. Le fait de ne pas prendre les mesures appropriées pendant les activités de nettoyage peut entraîner des électrocutions ou des brûlures.

## Dépannage

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre fauteuil, reportez-vous à cette section du manuel d'utilisation. Contactez truMedic® si cette section n'aborde pas le problème que vous rencontrez.

Problème	Solution
Mon fauteuil de massage ne fonctionne pas lorsqu'il est branché et allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La télécommande ne doit pas être allumée. Repérez et appuyez sur l'interrupteur ON de votre télécommande.</li> <li>• Vous n'avez peut-être pas encore choisi une fonction de massage. Appuyez sur n'importe quelle fonction de massage pour déclencher l'expérience de massage.</li> <li>• Le fauteuil ne reçoit pas la quantité d'électricité nécessaire. Vérifiez les connexions du fauteuil et de la prise murale pour voir s'il y a un contact.</li> <li>• Le fauteuil a un fusible brûlé. Remplacez-le par le fusible approprié.</li> <li>• Le problème se situe dans le circuit interne. Contactez un professionnel de la maintenance agréé pour réparer votre fauteuil.</li> </ul>
Bruits de bip à l'intérieur du fauteuil pendant les séances de massage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous entendez probablement la pompe à air, les pièces mécaniques et le moteur. C'est tout à fait normal.</li> </ul>

Problème	Solution
Différence entre les moteurs gauche/droite. L'un est parfois plus élevé que l'autre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les rouleaux de massage ne fonctionnent pas toujours de manière symétrique. C'est tout à fait normal.</li> </ul>
Le son que j'entendais à l'intérieur du fauteuil est beaucoup plus fort maintenant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez peut-être utilisé le fauteuil continuellement pendant trop longtemps. Éteignez le fauteuil pendant au moins 30 minutes, puis regardez si vous remarquez encore le son.</li> <li>• Avec le temps, les pièces internes peuvent s'user avec une utilisation régulière. Une certaine usure est normale. Contactez un professionnel de l'entretien agréé pour les réparations.</li> </ul>
Mon massage s'est arrêté inopinément pendant une séance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le fauteuil peut avoir perdu de l'électricité. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.</li> <li>• Vous avez peut-être utilisé le fauteuil continuellement pendant trop longtemps. Laissez le fauteuil reposer pendant au moins 30 minutes avant de le redémarrer.</li> </ul>
Je ne peux pas déplacer le dossier ou le repose-jambes comme prévu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la zone environnante pour le dédouanement. Éliminez tout obstacle qui pourrait empêcher le fauteuil de se déplacer correctement.</li> <li>• Le président peut s'être automatiquement arrêté. Coupez l'alimentation électrique du fauteuil et attendez au moins 30 minutes avant de le redémarrer.</li> </ul>
Je n'arrive pas à faire revenir le président à sa position par défaut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela peut se produire si vous utilisez le fauteuil de façon continue pendant trop longtemps ou si la durée du massage est terminée. Si vous ne parvenez pas à remettre le fauteuil dans sa position normale après 30 minutes d'attente, contactez un professionnel de l'entretien agréé pour obtenir des conseils supplémentaires.</li> </ul>
Les fils électriques et/ou les prises sont très chauds.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela peut se produire si vous utilisez le fauteuil de façon continue pendant trop longtemps. Coupez l'alimentation électrique et laissez le fauteuil se reposer pendant au moins 30 minutes.</li> <li>• Si vous remarquez une chaleur importante lors de l'utilisation d'un fauteuil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez un professionnel de l'entretien.</li> </ul>

## Spécifications techniques

<b>Name</b>	Fauteuil de massage Coda™
<b>Model</b>	CODA
<b>Tension d'entrée</b>	110-120V~ 60Hz 220-240V~ 50/60Hz
<b>Conception de sécurité</b>	Classe I
<b>Puissance</b>	145W



Si vous remarquez des problèmes qui ne sont pas mentionnés dans ce petit guide, arrêtez immédiatement d'utiliser votre fauteuil. Coupez l'alimentation électrique et coupez le courant. Contactez truMedic® pour plus d'informations sur la réparation et l'entretien au **888-264-1766** ou à **service@truMedic.com**

## Informations de garantie

### GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

truMedic® garantit ce fauteuil de massage des défauts ou des défauts de fabrication selon l'utilisation normale de l'appareil pour une durée de deux (2) ans, débutant à la date d'achat par l'acheteur original (« Période de garantie »). L'utilisation normale de l'appareil est définie comme l'utilisation par un utilisateur dans un lieu résidentiel. Si une défaillance survient, et une demande valide est reçue pendant la période de garantie, truMedic® aura comme option de soit 1) réparer la défaillance sans frais, en utilisant des pièces de remplacement neuves ou usagées, 2) remplacer le fauteuil de massage par un autre fauteuil neuf ou usagé ou 3) offrir un crédit de la valeur du fauteuil original. Un produit de remplacement ou une pièce de remplacement incluant une pièce installable par l'utilisateur et installée en respect avec les instructions de truMedic® sera couverte pour le reste de la période de garantie. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, toute pièce de remplacement devient votre propriété, et la pièce remplacée devient celle de truMedic®. Lorsqu'un crédit est offert, le produit original doit être retourné à truMedic® et devient ainsi sa propriété.

Pour obtenir du soutien : Afin d'obtenir du soutien de garantie, appelez le service de garantie de truMedic® au 888-264-1766 ou contactez la compagnie à l'adresse suivante: [service@truMedic.com](mailto:service@truMedic.com). Prière d'être prêt à décrire le modèle qui a besoin d'être réparé et de décrire la nature du problème. Une preuve d'achat sera alors requise. Toutes les réparations et les remplacements doivent être autorisés à l'avance. Les options de service, les pièces disponibles et le temps de réponse varieront.

Limites et exclusions : La couverture de cette garantie est limitée aux États-Unis, excluant les territoires de Guam, Puerto Rico, et des îles Vierges, et incluant le Canada. La garantie s'applique uniquement aux produits manufacturés par truMedic® et qui peuvent être identifiables à l'aide de la marque déposée, du nom de la marque ou du logo qui leur est associé et disposé sur l'emballage. La garantie ne s'applique pas à 1) tout dommage causé par un défaut de suivre les instructions en lien avec l'utilisation du produit tel quel ou en lien avec l'installation d'une pièce quelconque. B) tout dommage causé par un accident, de l'abus, une mauvaise utilisation, un incendie, une inondation, un tremblement de terre ou toute autre cause externe; c) tout dommage causé par un service d'entretien offert par toute personne n'étant pas un représentant de truMedic®; d) les accessoires utilisés avec les produits sous garantie ; e) un produit ou une pièce qui a été modifié afin de changer les fonctionnalités de l'appareil ; f) les items qui ont été conçus pour être périodiquement changés par l'utilisateur au cours de la durée de vie normale du produit, incluant, sans limitation, les batteries ou les ampoules ; g) tout produit vendu « tel quel » incluant, mais sans limitation, les modèles démo et les modèles usagés; ou h) un produit qui est utilisé de façon commerciale ou pour des motifs commerciaux.

TRUMEDIC® N'EST PAS RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES RÉSULTANTS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE. DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TRUMEDIC® REJETTE TOUTE GARANTIE STATUTAIRE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, DE FORME PHYSIQUE POUR UNE RAISON PARTICULIÈRE ET LES GARANTIES CONTRE LES DÉFECTUOSITÉS CACHÉES OU LATENTES. SI TRUMEDIC® NE PEUT PAS REJETTER LÉGALEMENT LES GARANTIES STATUTAIRES OU IMPLICITES, TOUTES CES GARANTIES DEVRONT, DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, ÊTRE LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE DITEGARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs ou n'explique pas combien de temps une garantie implicite dure, donc ces exclusions ou limitations pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pourriez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'État à État.



**truMedic<sup>®</sup>**

A World Beyond Relief™

**TRUCORE DISTRIBUTORS, INC.**

---

252 Indian Head Rd. Kings Park, NY 11754

(888) 264-1766

[service@truMedic.com](mailto:service@truMedic.com)

[www.truMedic.com](http://www.truMedic.com)



[@truMedicMassage](https://www.instagram.com/truMedicMassage)