

truMedic[®]

A World Beyond Relief™



truRelief[™]

IMPACT Therapy[™] Device

MICRO

User's Manual

English (P.1)/Français (P.17)



IMPACT Therapy™

Congratulations on purchasing your very own IMPACT Therapy™ Device Micro, your personal, physical therapist—always ready when you are. With four different speed settings and four interchangeable heads, this physical therapist on-demand will relieve your soreness and prepare you to take on the challenges ahead. No cords, lightweight, rechargeable and equipped with a powerful, ultra quiet motor, this unit will never be jarring or disruptive. Use your Impact Therapy™ Device Micro anytime; at home, in the gym or on-the-go!

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNINGS & CAUTION **Please read and observe all instructions before use.**

- **Protect your skin:** Friction soreness or redness may occur when used in direct contact with the skin. Always have a garment or cloth between the impact head and your skin.
- **Protect your fingers:** Never place your finger or any object where the IMPACT Therapy™ heads connect to the device (near the piston head) while in use
- **Protect your children:** This product is intended for adult use only.
- **Protect your unit:**
 1. Use only the massage heads and A/C charger provided by truMedic® and always only as instructed by truMedic®.
 2. Do not use it in the bath, shower, by or in the pool or hot tub. Keep this unit away from liquids and never immerse in water.
 3. Do not overheat. Keep ventilation ports clear, uncovered, dust free and away from debris and heat sources
 4. Give it a break. After an hour of use, let it rest for 30 minutes.
 5. Do not overcharge - Charge the unit for 3 hours maximum to prevent overcharging
 6. Do not void the warranty. The warranty shall be void if the Impact Therapy™ Device Micro is disassembled, any parts are removed or if the unit is not protected as instructed in items 1 - 5 above. Contact truMedic® if the device stops working or any parts become damaged,
- **Protect yourself:**
 1. Consult your doctor before using this product. Do not use it if you are injured or ill or have a condition that may be irritated or worsened by use of this massage product..
 2. Do not attempt to take this unit or charger apart. Disassembly and reassembly can potentially result in electric shock or fire, and exposure to battery chemicals can cause skin/ eye burns or irritation.



SAFETY INSTRUCTIONS **Please read and observe all instructions before use.**

- Start slowly and for short periods to learn how your body reacts to the massage stimulation.
- Be aware when using this unit near or around children. Supervision may be necessary when used near children or by/on immobile or disabled individuals. Do not allow children to play with the Impact Therapy™ Device Micro or the portable charger.

- Do not use this unit under blankets, clothing, towels, or anywhere ventilation could be restricted.
- Use only over clothing, lightly press and move the unit along the body.
- Do not allow any vents to be clogged or covered with dust, lint, hair, fabric, bedding or anything that in any way can obstruct the airflow into the unit.
- Be careful with loose items such as hair, clothing, jewelry, etc. so as to prevent entangling in moving parts or blocking unit vents.
- Use the Impact Therapy™ Device Micro safely on general body areas. Avoid sensitive areas of the body i.e., do not use around the throat, head or genitalia. Avoid causing discomfort or pain by overuse or by applying too much pressure.
- Select the head that suits the need best.
- Avoid bruising by frequently checking the area being treated for discomfort or pain. Discontinue use if discomfort or pain occurs. Depending on the individual, discomfort or pain can happen at any setting or pressure.
- The area behind the massage head can cause injury to fingers or loose skin/body parts if they are allowed to be caught in that area while the unit is in operation. Also, do not allow loose or long hair to get caught and tangled in this part of the unit.
- Keep the Impact Therapy™ Device Micro away from liquids and do not use it in the bath, shower, hot tub or pool. Prevent the unit from being immersed in water and always keep the vent ports clear of any obstruction.
- Contact truMedic® if the Impact Therapy™ Device Micro is not working properly to arrange for repairs. Take care to not drop the unit and do not use it if it was left outdoors, damaged, or subjected to water. .
- Only recharge with the 100-240V AC 50/60 Hz 0.5A max charger supplied with the unit. Only replace parts with genuine truMedic® components.
- Before each use, check over the unit thoroughly.
- Repairs by the consumer are not safe and will void any warranty
- Use caution when charging the Impact Therapy™ Device Micro. Do not leave the unit unattended while charging, do not charge the unit in a wet environment, outdoors or near any water. Do not charge the unit near any flammable products or atmosphere (natural gas, gasoline dust, paints or thinners, etc.



SAFETY INSTRUCTIONS CONTINUED

Before using the truMedic IMPACT Therapy™ Device Micro, or any vibration/massage device please obtain approval from your doctor if you are pregnant, under medication, under a doctor's care, have diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, recent surgery, epilepsy, migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, spondylosis, any joint replacements, IUDs, metal pins, plates or any other medical device implanted in your body. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contraindications do not necessarily mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we advise you to consult a doctor first.

Ongoing research is being done regarding the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contraindications as shown above. Practical experience has shown that the integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in certain cases. This must be done under the advice and supervision of a doctor, specialist or physiotherapist.

IMPACT Therapy™ Micro Specifications

Power:	22W
Battery:	11.1V/2500mAh/27.75wh
Battery Life:	180 minutes
Charging Port:	USB-C
Net Weight:	Main Body: 21 oz Heads: Approx. 2 oz each
Size:	6.2 × 3.4 × 1.75 in
Vibration Frequencies:	1800 - 3200 per min




Benefits of IMPACT Therapy™

IMPACT Therapy™ helps repair muscle fibers and helps relax strained and tired muscles after workouts or physical activity. Focused, quick and firm taps of energy impact well into the muscle tissues. This process helps to stimulate blood flow to affected areas of the body. This is a great tool to use prior to and after a workout to relax and relieve the muscles.

Operation

- To start the unit, Press and hold the power button for 2 seconds.
- Once the unit is on, press the power button to select the massage speed you prefer. The speeds range from low to high and blue lights indicate the settings.
- To turn the device off .press and hold the power button again for 2 seconds

NOTE: The unit is designed to turn off after 10 minutes. Press and hold the power button for 2 seconds to resume massage.



Massage Heads

To provide a more comfortable massage experience, use each attachment for its intended use. With 4 different massage heads for different parts of the body, each attachment offers a different relaxation technique.



Ball

Rounded surface that works deeply into the muscle



Flat

Designed to serve the larger areas of the body.



Cylinder

Designed for the smaller, tighter area of the body where a focused energy is desired.



Fork

Best choice for the areas where you would span a muscle or bone.



Attaching and Removing
the Massage Heads

Maintenance, Cleaning & Storage

- Always turn the device off before cleaning.
- Use a slightly damp towel to clean the device and dry with a soft cloth.
- Never store in direct sunlight or at temperatures above 104°F (40°C).
- Do not allow liquids to enter the unit.

Charging

- The Impact Therapy™ Device Micro will operate up to 5 hours (speed level and pressure applied will effect the run time). Fully charge the battery for up to 2.5–3 hours before first use.
- To charge the unit, connect the USB-C and plug it into a USB compatible charging device. The LED indicator above the power button will be RED while charging and turn GREEN when fully charged.
- The battery does not have a memory and can be recharged from any charge level
- It is advisable to not fully deplete the battery before recharging.
- The device will automatically shut off after 10 minutes of usage. Press the power button to start your massage session again.
- The average run-time on a single charge is up to 180 minutes depending on speed level and pressure applied during use.
- Do not leave the charger plugged into the wall outlet when not in use.
- Protect the charger wire from damage by rocking chairs or other furniture and choose a charge location where the wire won't be trip hazard.
- Do not use a charger that has wire or body damage, replace it in a timely manner
- Always remove the charger from the wall outlet by the plug, never by the cord.
- Handle the charger with care, do not over extend the wire or allow it to come in contact with heat or sharp objects

Warranty

truMedic® warrants this product against defects in materials and/or workmanship for a period of 6 Months from the date of purchase by the original purchaser. **You must register your product within 10 days to qualify for a free upgrade to your warranty from 6 months to one full year at no cost.** In the event of a valid claim within the Warranty Period, truMedic® will repair the defect or replace the unit at no charge, using new or refurbished replacement parts at its discretion. Proof of purchase is required prior to receiving service under this warranty.

Warranty service is available by calling truMedic® service at **(888)264-1766** or via email at **service@truMedic.com**. You are responsible for delivery and the cost of delivery of the product to a truMedic® service center for replacement or repair, truMedic® will pay for delivery charges on returns.

This warranty does not cover damage caused by failure to follow instructions, or damage caused by accident, abuse, misuse, fire, flood, earthquake or other external causes, or damage caused by unauthorized repairs.

TRUMEDIC® SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRUMEDIC® DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF TRUMEDIC® CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.

Some states disallow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Other truMedic® Products



MagicHands™ Neck & Back Massager



The truMedic® MagicHands™ truShiatsu™ Neck and Back Massager with Heat is our most advanced, high-performance massage unit yet. This massager is designed with a patent-pending mechanism that is made to recreate the touch of a professional masseuse. It delivers a powerful massage that is so lifelike, you will believe it is coming from a set of human hands!

Available Colors:

Dream Machine™

Pillow Massager



Massage yourself into a deep sleep with truMedic's new state-of-the-art Dream Machine truShiatsu Rechargeable Pillow Massager with Heat. No wires required! The rechargeable Dream Machine Pillow Massager makes an excellent addition to any couch, chair, or bed.



truShiatsu™ PRO

Foot Massager



Treat your feet to a truShiatsu™ Massage. Enjoy a professional quality foot massage on your own time, in the comfort of your own home. The truShiatsu™ PRO Foot Massager provides the world's best in-home foot massage experience



truMedic[®]
A World Beyond Relief™



truRelief™

Appareil **IMPACT Therapy™**
MICRO

Manuel de l'utilisateur

English (P.1)/Français (P.17)



IMPACT Therapy™

Félicitations pour l'achat de votre appareil IMPACT Therapy™ Micro, votre thérapeute physique personnel, toujours prêt quand vous l'êtes. Avec quatre réglages de vitesse différents et quatre têtes interchangeables, ce physiothérapeute à la demande soulagera vos douleurs et vous préparera à relever les défis qui vous attendent. Sans cordon, léger, rechargeable et équipé d'un moteur puissant et ultra silencieux, cet appareil ne sera jamais secoué ou dérangent. Utilisez votre Impact Therapy™ Micro à tout moment ; à la maison, au gymnase ou en déplacement !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE

Veillez lire et respecter toutes les instructions avant l'utilisation.

- **Protégez votre peau :** Des douleurs de frottement ou des rougeurs peuvent apparaître en cas de contact direct avec la peau. Utilisez toujours un vêtement ou un tissu entre la tête d'impact et votre peau.
- **Protégez vos doigts :** Ne placez jamais votre doigt ou tout autre objet à l'endroit où les têtes IMPACT Therapy™ se connectent au dispositif (près de la tête du piston) pendant l'utilisation
- **Protégez vos enfants :** Ce produit est destiné à l'usage des adultes uniquement.
- **Protégez votre appareil :**
 1. *Utilisez uniquement les têtes de massage et le chargeur de climatisation fournis par truMedic® et toujours selon les instructions de truMedic®.*
 2. *Ne l'utilisez pas dans le bain, la douche, au bord ou dans la piscine ou le spa. Tenez cet appareil à l'écart des liquides et ne l'immergez jamais dans l'eau.*
 3. *Ne pas surchauffer. Gardez les orifices de ventilation dégagés, non couverts, sans poussière et loin des débris et des sources de chaleur.*
 4. *Laissez tomber. Après 30 minutes d'utilisation, laissez-le se reposer pendant 30 minutes.*
 5. *Ne pas surcharger - Chargez l'appareil pendant 3 heures maximum pour éviter la surcharge.*
 6. *N'annulez pas la garantie. La garantie sera annulée si l'appareil IMPACT Therapy™ Device Micro est démonté, si des pièces sont enlevées ou si l'appareil n'est pas protégé comme indiqué aux points 1 à 5 ci-dessus. Contactez truMedic® si l'appareil cesse de fonctionner ou si l'une de ses pièces est endommagée.*
- **Protégez-vous :**
 1. *Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. Ne l'utilisez pas si vous êtes blessé ou malade ou si vous souffrez d'un état qui peut être irrité ou aggravé par l'utilisation de ce produit de massage.*
 2. *N'essayez pas de démonter cet appareil ou le chargeur. Le démontage et le remontage peuvent potentiellement provoquer un choc électrique ou un incendie, et l'exposition aux produits chimiques de la batterie peut provoquer des brûlures ou des irritations de la peau ou des yeux.*



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire et respecter toutes les instructions avant l'utilisation.

- Commencez lentement et pour de courtes périodes pour apprendre comment votre corps réagit à la stimulation du massage.
- Faites attention lorsque vous utilisez cet appareil à proximité ou en présence d'enfants. Une surveillance peut être nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants ou par/sur des personnes immobiles ou handicapées. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil IMPACT Therapy™ Micro ou l'adaptateur A/C.

- N'utilisez pas cet appareil sous des couvertures, des vêtements, des serviettes ou dans un endroit où la ventilation pourrait être limitée.
- N'utilisez l'appareil que sur les vêtements, appuyez légèrement et déplacez l'appareil le long du corps.
- Ne laissez pas les orifices d'aération être bouchés ou recouverts de poussière, de peluches, de cheveux, de tissus, de literie ou de tout ce qui peut obstruer de quelque manière que ce soit le flux d'air dans l'appareil.
- Faites attention aux objets non fixés tels que les cheveux, les vêtements, les bijoux, etc. afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent dans les pièces mobiles ou ne bloquent les orifices d'aération de l'appareil.
- Utilisez l'appareil IMPACT Therapy™ Micro en toute sécurité sur les zones générales du corps. Évitez les zones sensibles du corps, c'est-à-dire n'utilisez pas l'appareil autour de la gorge, de la tête ou des organes génitaux. Évitez de provoquer une gêne ou une douleur par une utilisation excessive ou en appliquant une pression trop forte.
- Choisissez la tête préférée qui convient le mieux à la zone à traiter.
- Évitez les ecchymoses en vérifiant fréquemment l'inconfort ou la douleur dans la zone traitée. Cessez de l'utiliser si vous ressentez une gêne ou une douleur. Selon les personnes, l'inconfort ou la douleur peuvent survenir à n'importe quel niveau ou pression et peuvent être plus perceptibles après 24 heures.
- La zone située derrière la tête de massage peut causer des blessures aux doigts ou des parties de peau/du corps lâches si on les laisse se coincer dans cette zone lorsque l'appareil est en fonctionnement. De même, ne laissez pas de cheveux longs ou lâches se prendre et s'emmêler dans cette partie de l'appareil.
- Gardez l'appareil IMPACT Therapy™ Micro à l'écart des liquides et ne l'utilisez pas dans le bain-douche, le spa ou la piscine. Empêchez l'appareil d'être immergé dans l'eau et gardez toujours les orifices de ventilation dégagés de toute obstruction.
- Contactez truMedic® si l'appareil IMPACT Therapy™ ne fonctionne pas correctement pour organiser les réparations. Faites attention à ne pas faire tomber l'appareil et ne l'utilisez pas s'il a été laissé à l'extérieur, endommagé ou soumis à l'eau.
- Rechargez uniquement avec le chargeur 100-240V AC 50/60 Hz 0,5A max fourni avec l'appareil. Ne remplacez les pièces que par des composants truMedic® d'origine. L'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur de climatisation tiers peut entraîner un risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement l'appareil.
- Les réparations effectuées par le consommateur ne sont pas sûres et annulent toute garantie
- Soyez prudent lorsque vous chargez l'appareil IMPACT Therapy™ Micro. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le chargement, ne le chargez pas dans un environnement humide, à l'extérieur ou près de l'eau. Ne chargez pas l'appareil à proximité de produits ou d'atmosphères inflammables (gaz naturel, poussière d'essence, peintures ou diluants, etc).

SUITE DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le truMedic IMPACT Therapy™ Device Micro, ou tout autre appareil de vibration/massage, veuillez obtenir l'approbation de votre médecin si vous êtes enceinte, sous traitement médicamenteux, sous les soins d'un médecin, si vous souffrez de diabète avec des complications telles qu'une neuropathie ou des lésions rétinienne, si vous avez subi une opération chirurgicale récente, si vous souffrez d'épilepsie, de migraines, de hernies discales, de spondylolisthésis, de spondylose, de toute prothèse articulaire, de stérilet, de broches métalliques, de plaques ou de tout autre dispositif médical implanté dans votre corps. Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un appareil à vibrations. Ces contre-indications ne signifient pas nécessairement que vous ne pouvez pas utiliser un appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de consulter un médecin au préalable.

Des recherches sont en cours concernant les effets des exercices de vibration pour des troubles médicaux spécifiques. Il en résultera probablement un raccourcissement de la liste des contre-indications comme indiqué ci-dessus. L'expérience pratique a montré que l'intégration d'exercices de vibration dans un plan de traitement est conseillée dans certains cas. Cela doit se faire sous le conseil et la supervision d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute.

Spécifications de l'IMPACT Therapy™ Micro

Puissance :	22W
Batterie :	11,1V/2500mAh/27,75wh
Durée de vie de la batterie :	180 minutes
Port de chargement :	USB-C
Poids net :	Corps principal : 21 oz Têtes : Environ 2 oz chacune
Size:	6,2 × 3,4 × 1,75 in
Fréquences de vibration :	1800 - 3200 par min



Avantages de l'IMPACT Therapy™

IMPACT Therapy™ aide à réparer les fibres musculaires et à détendre les muscles tendus et fatigués après un entraînement ou une activité physique. Des prises d'énergie ciblées, rapides et fermes ont un impact sur les tissus musculaires. Ce processus contribue à stimuler le flux sanguin vers les zones du corps touchées. C'est un excellent outil à utiliser avant et après une séance d'entraînement pour détendre et soulager les muscles.

Opération

- Pour démarrer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner la vitesse de massage que vous préférez. Les vitesses vont de basse à haute et des lumières bleues indiquent les réglages.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes

NOTE: L'appareil est conçu pour s'éteindre après 10 minutes. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour reprendre le massage.



Têtes de massage

Pour un massage plus confortable, utilisez chaque accessoire selon l'usage auquel il est destiné. Avec 4 têtes de massage différentes pour différentes parties du corps, chaque accessoire offre une technique de relaxation différente.



Ballon

Surface arrondie qui travaille en profondeur dans le muscle.



Plat

Conçu pour desservir les plus grandes zones du corps.



Cylindre

Conçu pour la zone du corps la plus petite et la plus étroite où une énergie concentrée est souhaitée.



Fourchette

Le meilleur choix pour les domaines où vous s'étendre sur un muscle ou un os.



Fixation et retrait des têtes de massage

Entretien, nettoyage et stockage

- Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le avec un chiffon doux.
- Ne jamais stocker en plein soleil ou à des températures supérieures à 40°C.
- Ne laissez pas de liquides entrer dans l'appareil.

Charge

- Le dispositif Impact Therapy™ Device Micro fonctionnera jusqu'à 5 heures (le niveau de vitesse et la pression appliquée auront une incidence sur la durée de fonctionnement). Chargez complètement la batterie pendant 2,5 à 3 heures avant la première utilisation.
- Pour charger l'appareil, connectez l'USB-C et branchez-le sur un chargeur compatible USB. L'indicateur LED au-dessus du bouton d'alimentation sera ROUGE pendant la charge et deviendra VERT lorsqu'il sera complètement chargé.
- La batterie n'a pas de mémoire et peut être rechargée à partir de n'importe quel niveau de charge.
- Il est conseillé de ne pas épuiser complètement la batterie avant de la recharger.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour recommencer votre séance de massage.
- La durée moyenne d'utilisation d'une seule charge peut atteindre 180 minutes selon le niveau de vitesse et la pression appliquée pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas le chargeur branché dans la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Protégez le fil du chargeur contre les dommages causés par les fauteuils à bascule ou d'autres meubles et choisissez un emplacement de charge où le fil ne risque pas de trébucher.
- N'utilisez pas un chargeur dont le fil ou le corps est endommagé, remplacez-le en temps utile.
- Retirez toujours le chargeur de la prise murale par la fiche, jamais par le cordon.
- Manipulez le chargeur avec précaution, n'étendez pas trop le fil et ne le laissez pas entrer en contact avec de la chaleur ou des objets pointus.

Garantie

truMedic garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de six mois, à partir de la date d'achat par l'acheteur initial. En cas d'une réclamation inadmissible au cours de la période de garantie, truMedic réparera le défaut ou remplacera l'appareil gratuitement, en utilisant des nouvelles pièces ou des pièces remises à neuf, à sa discrétion. Une preuve d'achat est exigée avant de recevoir un service sous garantie.

Le service de garantie est disponible en contactant truMedic par téléphone au **888 264-1766** ou par courriel au **service@truMedic.com**. Les réparations ou les remplacements doivent être autorisés par truMedic avant que le service ne soit fourni. Vous êtes responsable de la livraison et des frais de livraison du produit, incluant l'envoi au centre de service truMedic et le renvoi à votre domicile, pour les remplacements ou les réparations, selon nos instructions.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus au non-respect des instructions, ou les dommages causés par accident, une utilisation excessive, une mauvaise utilisation, un feu, une inondation, un tremblement de terre ou tout autre facteur externe, ou les dommages causés des réparations non autorisées.

TRUMEDIC N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE. DANS LA MESURE OÙ LES LOIS APPLICABLES LE PERMETTENT, TRUMEDIC DÉCLINE TOUTE GARANTIE STATUTAIRE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À DES FINS PRÉCISES AINSI QUE LES GARANTIES CONTRE LES VICES RÉDHIBITOIRES OU CACHÉS. SI TRUMEDIC NE PEUT DÉCLINER LÉGALEMENT LES GARANTIES STATUTAIRES OU IMPLICITES, DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LE PERMETTENT, TOUTES CES GARANTIES SERONT LIMITÉES, EN TERMES DE DURÉE, À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines Provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs ou de durée d'une garantie implicite, par conséquent, les exclusions ou les limitations précédentes peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Autres produits truMedic®



MagicHands™

Masseur pour le cou et le dos



L'appareil de massage du cou et du dos à chaleur truMedic® MagicHands™ truShiatsu™ est notre appareil de massage le plus avancé et le plus performant à ce jour. Ce masseur est conçu avec un mécanisme en instance de brevet qui est fait pour recréer le toucher d'une masseuse professionnelle. Il délivre un massage puissant si réaliste que vous croirez qu'il provient d'un ensemble de mains humaines !

Couleurs disponibles :



Dream Machine™

Oreiller de massage



Massez-vous dans un sommeil profond avec le nouveau Dream Machine truShiatsu, le masseur d'oreillers rechargeables à chaleur de truMedic. Aucun fil n'est nécessaire ! L'oreiller masseur rechargeable Dream Machine est un excellent complément à tout canapé, chaise ou lit.



truShiatsu™ PRO

Masseur de pieds



Offrez à vos pieds un massage truShiatsu™. Profitez d'un massage des pieds de qualité professionnelle à votre rythme, dans le confort de votre foyer. Le masseur de pieds truShiatsu™ PRO offre la meilleure expérience de masseur de pieds à domicile au monde.



truMedic[®]

TRUCORE DISTRIBUTORS, INC.

252 Indian Head Rd. Kings Park, NY 11754
(888) 264-1766 | service@truMedic.com | www.truMedic.com

    @truMedicMessage